



Qualidade e Inovação

ACS REACH®


Grampeador Circular



Visão Geral

O Grampeador Circular Adaptativo Reach proporciona Segurança, Confiabilidade e Alta Eficiência nas cirurgias onde uma anastomose circular é requerida





Características e Benefícios

Características	Benefícios
Controle da altura do fechamento do grampo	Permite ao cirurgião escolher a altura do fechamento do grampo de acordo com a espessura do tecido (1,0-2,0mm) Previne vazamentos na anastomose
Janela indicadora da altura de fechamento de grampo com 180 graus de visibilidade	Permite ao cirurgião verificar com maior facilidade a escala do fechamento de grampo
Arruela de Separação	Proporciona um claro feedback audível e tátil quando o tecido é transeccionado
Ergonomicamente desenhado para ser disparado com uma só mão	Facilidade de uso
Haste com 25cm de Comprimento	Permite acesso aos lugares de mais difícil acesso
Feedback sonoro ao abrir o grampeador	Segurança de que o grampeador está pronto para ser retirado do paciente

Especificação



Código do Produto	Descrição	Cor	Diâmetro Externo (mm)	Lúmen (mm)	Perna Grampo (mm)	Fechamento Grampo (mm)	Número Grampos	Linha Grampo	Comprimento Grampeador (mm)	Qtd. Caixa
ACS25D	Grampeador Circular de 25mm	Branco	25	15,8	4,8	1-2	22	2	500	3
ACS28D	Grampeador Circular de 28mm	Azul	28	18,7	4,8	1-2	26	2	500	3
ACS31D	Grampeador Circular de 31mm	Verde	31	22,3	4,8	1-2	30	2	500	3
ACS34D	Grampeador Circular de 34mm	Amarelo	34	25	4,8	1-2	32	2	500	3

São Paulo, Brasil

Av. Brig. Faria Lima, 1461 - Cj. 74
Sala 03 - Torre Sul - Jd Paulistano
01452-921 - São Paulo/SP
Tel: +55 (11) 3095-4228
comercial@reachsurgical.com.br

Cincinnati, USA

4480 Lake Forest Dr, Suite 414
Cincinnati, OH 45242, US
Tel: +1(513)769-1918
Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China

120 Xinxing Road, West Zone,
TEDA, Tianjin P. R. China, 300462
Tel: +86 22-25325428
Fax: +86 22-66200915

Beijing, China

Room 2015, 20 Floor, The Beijing silver Tower,
No. 2, East Third Ring North Road, Chaoyang
District, Beijing, 100027, China
Tel: +86 20-65675672
Fax: +86 10-65678258

<http://www.reachsurgical.com>

Sempre consulte a bula para informações de uso





Qualidade e Inovação

REACH[®] FLC

Grampeador Linear Cortante com Carga



Grampeador FLC Linear Cortante



Código do Produto	Descrição	Cor	Grampo Aberto	Grampo Fechado	Número Grampos	Linha de Grampos	Comp. Linha Grampo	Qtd. Caixa
FLC6038S	Grampeador Linear Cortante FLC 60-3.8	Azul	3.8	1.5	64	4	60	3
FLC6048S	Grampeador Linear Cortante FLC 60-4.8	Verde	4.8	2.0	64	4	60	3
FLC8038S	Grampeador Linear Cortante FLC 80-3.8	Azul	3.8	1.5	84	4	80	3
FLC8048S	Grampeador Linear Cortante FLC 80-4.8	Verde	4.8	2.0	84	4	80	3

Novo Projeto de Grampeador e Recarga

Para um disparo mais consistente e melhor formação de grampo.

Dispositivo de Segurança

Previne que uma carga já disparada seja reutilizada.


Controle de Fechamento Paralelo das Mandíbulas

Mantém as mandíbulas paralelas para uma formação de grampos consistente.

Facilidade no Uso

Alças emborrachadas antiderrapantes, botão de liberação rápida.

Recargas



Código do Produto	Descrição	Cor	Grampo Aberto	Grampo Fechado	Número Grampos	Linha de Grampos	Comp. Linha Grampo	Qtd. Caixa
FLC6038L	Carga Linear Cortante FLC 60-3.8	Azul	3.8	1.5	64	4	60	6
FLC6048L	Carga Linear Cortante FLC 60-4.8	Verde	4.8	2.0	64	4	60	6
FLC8038L	Carga Linear Cortante FLC 80-3.8	Azul	3.8	1.5	84	4	80	6
FLC8048L	Carga Linear Cortante FLC 80-4.8	Verde	4.8	2.0	84	4	80	6

São Paulo, Brasil

Av. Brig. Faria Lima, 1461 - Cj. 74
Sala 03 - Torre Sul - Jd Paulistano
01452-921 - São Paulo/SP
Tel: +55 (11) 3095-4228
comercial@reachsurgical.com.br

Cincinnati, USA

4480 Lake Forest Dr, Suite 414
Cincinnati, OH 45242, US
Tel: +1(513)769-1918
Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China

120 Xinxing Road, West Zone,
TEDA, Tianjin P. R. China, 300462
Tel: +86 22-25325428
Fax: +86 22-66200915

Beijing, China

Room 2015, 20 Floor, The Beijing silver Tower,
No. 2, East Third Ring North Road, Chaoyang
District, Beijing, 100027, China
Tel: +86 20-65675672
Fax: +86 10-65678258

<http://www.reachsurgical.com>

Sempre consulte a bula para informações de uso



REACH® ENDO III

Endo Grampeador Linear Cortante



Visão Geral

Ampla gama de cargas que cobrem todos os tipos de cirurgia.



Endo Grampeador Endo III



Código do Produto	Descrição	Comprimento da Haste (mm)	Disparos Máximos	Qtd. por Caixa
REC60A S	Endo Grampeador Endo III 60mm - Articulado Curto	305	12	3
REC60A	Endo Grampeador Endo III 60mm - Articulado Padrão	355	12	3
REC60A L	Endo Grampeador Endo III 60mm - Articulado Longo	455	12	3
REC45A S	Endo Grampeador Endo III 45mm - Articulado Curto	290	12	3
REC45A	Endo Grampeador Endo III 45mm - Articulado Padrão	340	12	3
REC45A L	Endo Grampeador Endo III 45mm - Articulado Longo	440	12	3

Especificação - Cargas



Código do Produto	Descrição	Cor	Tecido	Grampo Aberto (mm)	Grampo Fechado (mm)	Número de Grampos	Linhas de Grampos	Qtd. por Caixa
REC 60 GRA	60mm	Cinza	Vascular/Fino	2,0	0,75	90	6	12
REC 60 WHT	60mm	Branca	Vascular/Fino	2,5	1,00	90	6	12
REC 60 BLU	60mm	Azul	Regular	3,5	1,50	90	6	12
REC 60 GLD	60mm	Dourada	Regular	3,8	1,75	90	6	12
REC 60 GRN	60mm	Verde	Espesso	4,1	2,00	90	6	12
REC 60 BLK	60mm	Preta	Espesso	4,4	2,20	90	6	12
REC 45 GRA	45mm	Cinza	Vascular/Fino	2,0	0,75	66	6	12
REC 45 WHT	45mm	Branca	Vascular/Fino	2,5	1,00	66	6	12
REC 45 BLU	45mm	Azul	Regular	3,5	1,50	66	6	12
REC 45 GLD	45mm	Dourada	Regular	3,8	1,75	66	6	12
REC 45 GRN	45mm	Verde	Espesso	4,1	2,00	66	6	12
REC 45 BLK	45mm	Preta	Espesso	4,4	2,20	66	6	12

Pré-compressão tecidual.
Previne deslizamento do tecido.



Vários tamanhos de cargas, incluindo a carga preta passando através de um trocater de 12mm.

Sistema inovador de articulação e rotação.
Facilidade no uso.



Trava de segurança nas cargas usadas. Assegura que essas cargas não sejam redisparradas, garantindo maior segurança ao paciente.

Articulável em qualquer angulação até 45 graus.
Maior controle e facilidade de uso em qualquer anatomia.



Nova lâmina a cada disparo. Cortes precisos, melhorando a formação da linha de grampos.

Cincinnati, USA
4480 Lake Forest Dr, Suite 414
Cincinnati, OH 45242, USA
Tel: +1(513)769-1918 Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China
4th Floor, Bldg. B, No. 5 of Fourth
Street, TEDA, Tianjin, 300457, China
Tel: +86 22-25325428 Fax: +86 22-66200915

Beijing, China
Room 2015, 20 Floor, The Beijing Silver Tower,
No.2, East Third Ring North Road, Chaoyang
District, Beijing, 100027, China
Tel: +86 10-65675672 Fax: +86 10-65678258


<http://www.reachsurgical.com>
comercial@reachsurgical.com.br

Sempre consulte a bula para informações de uso

 **REACH SURGICAL**

SOUND REACH®

Equipamento Cirúrgico Ultrassônico



Visão Geral

O SOUND REACH® proporciona rapidez, segurança, facilidade e flexibilidade nas cirurgias onde a energia avançada é necessária.



Características e Benefícios

Características	Benefícios
Corte, Apreensão, Coagulação em um só instrumento	Rapidez e Versatilidade, não há necessidade de troca de instrumentos
Sem Fumaça, Sem Escaras, Sem energia elétrica através do paciente	Segurança durante a cirurgia
Corte e Coagulação Simultâneos e precisos	Facilidade durante a Cirurgia
Controle Total com apenas uma só mão, Acionamento e rotação	Flexibilidade durante a Cirurgia



Informações de Produto

Código do Produto		Quantidade por Caixa
CSUS 6000	Gerador com Pedal	1
CS3605F	Tesoura Coaguladora Laparoscópica, ponta Curva, 5mm, 36 cm	3
CS2305F	Tesoura Coaguladora, ponta Curva, 5mm, 23 cm	3
CS1405F	Tesoura Coaguladora, ponta Curva, 5mm, 14 cm	3
TRA 6	Transdutor	1
TRA5E/TRAS	Cabo para Transdutor	1
CART 6000	Carrinho para Gerador	1

Especificações de Produto

Dimensões do Gerador	Peso do Gerador	Níveis de Potência	Dimensões do Carrinho
16cm x 36cm x 38cm	10kg	5	94cm x 39cm x 60cm

São Paulo, Brasil

Av. Brig. Faria Lima, 1461 - Cj. 74
Sala 03 - Torre Sul - Jd Paulistano
01452-921 - São Paulo/SP
Tel: +55 (11) 3095-4228
comercial@reachsurgical.com.br

Cincinnati, USA

4480 Lake Forest Dr, Suite 414
Cincinnati, OH 45242, US
Tel: +1(513)769-1918
Fax: +1(513)769-1921

Tianjin, China

120 Xinxing Road, West Zone,
TEDA, Tianjin P. R. China, 300462
Tel: +86 22-25325428
Fax: +86 22-66200915

Beijing, China

Room 2015, 20 Floor, The Beijing silver Tower,
No. 2, East Third Ring North Road, Chaoyang
District, Beijing, 100027, China
Tel: +86 20-65675672
Fax: +86 10-65678258

<http://www.reachsurgical.com>

Sempre consulte a bula para informações de uso